



DENTIDIS

DENTIDIS

8 chemin des Tard Venus 69530 BRIGNAIS (France)

Tél 04 72 39 90 40 contact@dentidis.fr

www.dentidis.fr

Articulateur plastique noir
— SLOT —

« Type VERTEX »

Les 100

28.69 € le sachet

PAR 3 : 26 € Unité

FRANCO DE PORT

PROMO



5 + 1 OFFERT

Soit PAR 6 : 23.90 € Unité



Pusch®

Diamantée

Gros grain



Fraise
DT5880-095

50.26 €

PAR 2 : 40.26 € Unité

Fraise
DT5880-115

50.12 €

PAR 2 : 44 € Unité

5405		...		
● H/HP/PM	5405/...	090	115	
L mm		18,0	20,3	

Fraise 5405-090

28.56 €

PAR 2 : 25 € Unité

Fraise 5405-115

42.56 €

PAR 2 : 33 € Unité

Pour dégrossissage résine, plâtre
Sans échauffement

Fraises zircone
et céramique

DFS
Dental Future Systems
DIAMOND

Revêtement OR
Evite l'échauffement

ZIRKONDIAMANTEN HST / HP ZIRCONIA DIAMONDS				
5' - 30000 Upm/rpm				
112 018 2	143 018 2	199 016 2	249 025 2	257 023 2
60112188Syn	60143188Syn	60199168Syn	60249258Syn	60257238Syn
8.21 € les 2		9.38 € les 2		10 € les

Valable au 01/02/21 – Non cumulable avec d'autres offres en cours

CERAMIQUE PRESSEE

Céramique pressée Blocs à usiner

CERAMIQUE HYBRIDE
 (composite chargé en céramique)
 Taille 18 mm

HT monocouche 87.50 € Les 5
 Teintes A1, A2, A3, B1, C2

ML multi-layer 120 € Les 5
 Teintes A1, A2, A3, B2



Céramique pressée Plots Lingotins PRESS HT

Lingotin à presser 13x10mm
 Céramique en DISILICATE DE LITHIUM
 Teintes A2, A3, B2

59.50 €
 Les 5




PROPRIETES BIOLOGIQUES

Densité du bloc	2.4 ~ 2.6 g / cm ³
CTE (25 – 500°C)	8.5 – 11.0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Résistance à la flexion bi axiale après frittage	400+ 60 Mpa
Dureté vickers	5800 +- 400 Mpa
solubilité chimique après frittage	< 100µg / cm ²
température de la presse	915 ~ 930°C

VITA FLUOGLAZE LT (basse fusion) spray



- un spray de glazure très fluorescente indépendante du CDT destiné à toutes les céramiques cosmétiques courantes, céramiques en zirconium monolithiques, silicatées, feldspathiques ou vitreuses,
- adapté à l'obtention d'une fluorescence naturelle en particulier dans les restaurations céramo-céramiques monolithiques n'ayant pas de fluorescence propre,
- adapté au scellement des surfaces céramiques.



Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT
 Agent fluorescent et de glaçage parfaitement harmonisé et homogènement appliqué
 > VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

**Pour céramique pressée,
céramique VM13**

Glaçage sûr et rapide

Pour FULL ZIRCON

85 € 75ml

94.93 €